

Bestimmen der *Magnetpolarität*

Bitte finden Sie mit Hilfe eines Kompass heraus, ob der Fall QSN oder QNS vorliegt und schicken Sie uns das Ergebnis.

Vielen Dank!

Serviceende: Spulen-/Gradientenkabel kommen hier heraus.
Patientenende: Untersuchungsobjekt wird hier hineingeschoben.

*Hinweis: Vergleiche Erdmagnetfeld
(geografischer Nordpol (Kompass) = Magnetischer Südpol)*

